

...pour plusieurs fonctions



COMPRESSION GRADUÉE

- soutient les articulations lorsque cela est nécessaire
- produit un **massage** intermittent qui, associé au mouvement des muscles, stimule la circulation sanguine et lymphatique
- la stimulation de **l'irrigation des tissus** favorise leur oxygénation et leur alimentation, accélérant ainsi le processus de guérison
- la stimulation de la **circulation lymphatique** prévient la formation d'œdèmes ou favorise leur résorption



EFFET PROPRIOCEPTIF

facilite le contrôle et la délicatesse des mouvements, entraînant ainsi une réduction **de la douleur**



AJUSTEMENT OPTIMAL, POUR UN MAXIMUM DE CONFORT ET DE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

9000P00199FR001.0324

lastik PLUS

M90132F - Epilastik Plus Coudière en maille élastique
M90119FR - M90119FL - Manulastik Plus Orthèse de poignet en maille élastique
M90104F - Genulastik Plus Genouillère en maille élastique
M90137F - Malleolastik Plus Chevillière en maille élastique

Code	EPILASTIK PLUS M90132F						
Mesure	0	1	2	3	4	5	6
Circonférence avant-bras prise à 13 cm de l'épicondyle cm	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
Couleur	jaune fluo						

ambidextre

Code	MANULASTIK PLUS M90119FR - M90119FL						
Mesure	0	1	2	3	4	5	6
Circonférence poignet cm	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Couleur	jaune fluo						

préciser droite ou gauche

Code	GENULASTIK PLUS M90104F							
Mesure	0	1	2	3	4	5	6	7
Circonf. cuisse prise 14 cm audessus du centre de la rotule cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Circonf. mollet prise 12 cm audessus du centre de la rotule cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
Couleur	jaune fluo							

ambidextre

Codice	MALLEOLASTIK PLUS M90137F						
Mesure	0	1	2	3	4	5	6
Circonférence cheville cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Colore	jaune fluo						

ambidextre



Indications

Epilastik Plus

- Épicondylites et épitrochléites du coude
- Douleurs chroniques, bursites ou tendinites



Manulastik Plus

- Entorses du poignet et du carpe
- Tendinites du poignet
- Arthroses et arthrites du poignet
- Séquelles des fractures du poignet
- Traitement post-chirurgical du poignet



Genulastik Plus

- Gonalgies dues à des contusions
- Début d'arthrose
- Chondropathie/chondromalacie fémoro-rotulienne
- Légère instabilité rotulienne
- Prévention de la luxation de la rotule lors de la pratique sportive.



Malleolastik Plus

- Entorse tibio-tarsienne de 1er degré
- Tendinopathie du cou-de-pied et des pèrioniers

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH



orthoservice.com



lastik PLUS

Aimez le sport,
protégez
votre corps



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Caractéristiques au top...



TISSU TISSÉ DYNAMIQUE

décliné en 4 types de trames, offrant chacune un maintien différent:

- **MEDIUMPRESSION** qui fournit une compression "moyenne" dans les zones supra-musculaires
- **STRONGPRESSION** qui fournit une compression élevée dans les zones périarticulaires
- **WRINKLE RAIL** qui accompagne la flexion-extension articulaire
- **SOFTPRESSION** qui permet d'éviter l'effet "garrot" dans les zones de jonction tissu-peau

...pour des performances uniques



MICRO SILICON TUBE

pour offrir plus de **douceur** sur la peau et **renforcer** l'orthèse lorsqu'elle est portée par le patient



DESIGN 100% ANATOMIQUE

pour garantir **efficacité** et confort maximum



epilastik PLUS

manulastik PLUS

genulastik PLUS

malleolastik PLUS



INSERTS EN SILICONE

pour **atténuer** la compression autour des **proéminences osseuses**