

...per molteplici  
funzioni



#### COMPRESSIONE GRADUATA

- sostiene le articolazioni dove necessario
- produce un **massaggio** intermittente che, in combinazione col movimento dei muscoli, stimola la circolazione sanguigna e linfatica
- la stimolata **irrorazione dei tessuti** favorisce la loro ossigenazione e il loro nutrimento, accelerando il processo di guarigione
- la stimolata **circolazione linfatica** previene la formazione di edemi o favorisce il loro riassorbimento



#### EFFETTO PROPRIOCETTIVO

facilita controllo e finezza dei movimenti, con conseguente **riduzione della dolorabilità**



#### MASSIMA VESTIBILITÀ, COMFORT E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

90CDP001991TA01.0324

## lastik PLUS

REF.90132F - Epilastik Plus Gomitiera elastica in maglia  
REF.90119FR - REF.90119FL - Manulastik Plus Polsiera elastica in maglia  
REF.90104F - Genulastik Plus Ginocchiera elastica in maglia  
REF.90137F - Malleolastik Plus Cavigliera elastica in maglia

Codice	EPILASTIK PLUS REF.90132F						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonferenza avambraccio presa 13 cm dall'epicondilo	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
Colore	giallo fluo						

Ambidestro

Codice	MANULASTIK PLUS REF.90119FR - REF.90119FL						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonf. polso cm	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Colore	giallo fluo						

Indicare destro o sinistro

Codice	GENULASTIK PLUS REF.90104F							
Taglia	0	1	2	3	4	5	6	7
Circonf. coscia presa 14 cm sopra centro rotula cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Circonf. polpaccio presa 12 cm sotto centro rotula cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
Colore	giallo fluo							

Ambidestro

Codice	MALLEOLASTIK PLUS REF.90137F						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonferenza caviglia cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Colore	giallo fluo						

Ambidestro



#### Indicazioni


##### Epilastik Plus

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite



##### Manulastik Plus

- Distorsioni del polso e del carpo
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artriche del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento post-chirurgico del polso



##### Genulastik Plus

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



##### Malleolastik Plus

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

lastik PLUS

Ama lo sport,  
tutela  
il tuo corpo



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÀ 1001/2015



orthoservice.com



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

## Caratteristiche al top...



### TESSUTO IN MAGLIA DINAMICA

differenziato in 4 tipi di trama a tenuta diversa:

- **MEDIUMPRESSION** che fornisce una compressione "media" nelle zone sovramuscolari
- **STRONGPRESSION** che fornisce una compressione elevata nelle zone peri-articolari
- **WRINKLE RAIL** che accompagna la flessione-estensione articolare
- **SOFTPRESSION** che scongiura l'effetto "laccio" nelle zone di passaggio tessuto-pelle

## ... per performance uniche



### MICRO SILICON TUBE

per conferire maggiore morbidezza sulla pelle e rinforzare l'ortesi mentre viene indossata



### DISEGNO 100% ANATOMICO

per assicurare efficacia e massimo comfort



epilastik PLUS

manulastik PLUS

genulastik PLUS

malleolastik PLUS



### INSERTI IN SILICONE

per scaricare la compressione attorno alle prominenze ossee