

...wielofunkcyjne



STOPNIOWANY UCISK

- **podtrzymuje stawy** tam, gdzie to niezbędne
- stwarza efekt przerywanego **masażu**, który w połączeniu z ruchem mięśni stymuluje krążenie krwi i limfatyczne
- pobudzone **dostarczanie krwi do tkanek** poprawia ich natlenienie oraz odżywia je, przyspieszając proces leczenia
- pobudzone **krążenie limfatyczne** zapobiega
- powstawaniu obrzęków lub wspomaga ich wchłanianie



EFEKT PROPRIOCPTYWNY

ułatwia kontrolę oraz delikatność ruchu, czego skutkiem jest **zmniejszenie bolesności**



MAKSYMALNE DOPASOWANIE, KOMFORT I SWOBODA RUCHU

9000P0199FL001.0324

lastik PLUS

REF.90132F - Epilastik Plus Elastyczna opaska dzianinowa na łokieć
REF.90119FR - REF.90119FL - Manulastik Plus Elastyczna opaska dzianinowa na nadgarstek
REF.90104F - Genulastik Plus Elastyczna opaska dzianinowa na kolano
REF.90137F - Malleolastik Plus Elastyczna opaska dzianinowa na kostkę

| Kod | EPILASTIK PLUS REF.90132F | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obwód przedramienia mierzony 13 cm od nadkłykcia | 17/19 | 19/21 | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 27/29 | 29/31 |
| Kolor | żółty fluo | | | | | | |

Oburęczna

| Kod | MANULASTIK PLUS REF.90119FR - REF.90119FL | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obwód nadgarstka w cm | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
| Kolor | żółty fluo | | | | | | |

Wskażać prawa lub lewa

| Kod | GENULASTIK PLUS REF.90104F | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obwód uda mierzony 14 cm ponad środkiem rzepki w cm | 35/38 | 38/41 | 41/44 | 44/47 | 47/50 | 50/53 | 53/56 | 56/59 |
| Obwód łydki mierzony 12 cm pod środkiem rzepki w cm | 25/28 | 28/31 | 31/34 | 34/37 | 37/40 | 40/43 | 43/46 | 46/49 |
| Kolor | żółty fluo | | | | | | | |

Oburęczna

| Kod | MALLEOLASTIK PLUS REF.90137F | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obwód kostki w cm | 15/17 | 17/19 | 19/21 | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 27/29 |
| Kolor | żółty fluo | | | | | | |

Oburęczna

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200 · Fax 0039 0362 18 58 065
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



Wskazania

Epilastik Plus

Zapalenie nadkłykcia i zapalenie węzła nabłoczkowego łokcia
• Przewlekły ból spowodowany zapaleniem torebki stawowej lub zapaleniem ścięgien

Manulastik Plus

Zwichnięcie nadgarstka i napiętko • Zapalenie ścięgna nadgarstka • Choroby związane z artrozą i artretyzmem nadgarstka • Następstwa złamania nadgarstka • Terapia pooperacyjna nadgarstka

Genulastik Plus

Zwichnięcie nadgarstka i napiętko • Zapalenie ścięgna nadgarstka • Choroby związane z artrozą i artretyzmem nadgarstka • Następstwa złamania nadgarstka • Terapia pooperacyjna nadgarstka

Malleolastik Plus

Uraz ze skręceniem kości piszczelowej i stopy I stopnia • Choroby ścięgien podbicia stopy i kości strzałkowej

lastik PLUS

Kochaj sport,
chron swoje ciało



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

... dla wyjątkowej wydolności



WYKONANIE Z DYNAMICZNEJ DZIANINY
zróżnicowanej w zależności o 4 rodzajów splotu o różnym stopniu podtrzymania:

- **MEDIUMPRESSION** która zapewnia „średnią” siłę ucisku w strefach nadmięśniowych
- **STRONGPRESSION** która zapewnia wysoką siłę nacisku w strefach okołostawowych
- **WRINKLE RAIL** która wspomaga zginanie i rozciąganie stawów
- **SOFTPRESSION:** która chroni przed efektem „opaski uciskowej” w strefach przejścia tkanka-skóra

... dla wyjątkowej wydolności



MICRO SILICON TUBE
dla zapewnienia skórze większej miękkości oraz wzmocnienia ortozy podczas jej noszenia



DESIGN ANATOMICZNY W 100%
dla zapewnienia sprawności i maksymalnego komfortu



epilastik PLUS

manulastik PLUS

genulastik PLUS

malleolastik PLUS



SILIKONOWE WKŁADKI
dla rozładowania ucisku wokół wypustek kostnych