

...für vielfältige  
funktionen



#### ABGESTUFTE KOMPRESSION

- stützt die Gelenke, dort wo es nötig ist
- erzeugt eine intermittierende **Massage**, die in Kombination mit der Bewegung der Muskeln die Blut- und Lymphzirkulation anregt
- die so **stimulierte Durchblutung des Gewebes** fördert dessen Sauerstoffzufuhr und die Versorgung und beschleunigt den Heilungsprozess
- die ebenfalls stimulierte **Lymphzirkulation** verhindert die Bildung von Ödemen oder fördert deren Resorption



#### PROPRIOZEPTIVE WIRKUNG

– erleichtert die Kontrolle und die Feinheit der Bewegungen und führt damit zur **Reduzierung der Schmerzen**



**PERFEKTE PASSFORM, MAXIMALER KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT**

9000P0190ECH1.0324

## lastik PLUS

M90132F - Epilastik Plus Elastische Ellenbogen-Bandage  
M90119FR - M90119FL - Elastische Handgelenk-Bandage  
M90104F - Genulastik Plus Kniegelenkbandage aus elastischem Gewebe  
M90137F - Malleolastik Plus Elastische Fußbandage

Artikelnummer	EPILASTIK PLUS M90132F						
Größen	0	1	2	3	4	5	6
Umfang des Unterarms 13 cm vom Epicondylus cm	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
Farbe	fluogelb						

beidseitig anwendbar

Artikelnummer	MANULASTIK PLUS M90119FR - M90119FL						
Größen	0	1	2	3	4	5	6
Umfang des Handgelenks cm	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Farbe	fluogelb						

rechts oder links angeben

Artikelnummer	GENULASTIK PLUS M90104F							
Größen	0	1	2	3	4	5	6	7
Schenkelumfang 14 cm über der Mitte der Knie Scheibe cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Wadenumf. 12 cm unter der Mitte der Knie Scheibe cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
Farbe	fluogelb							

beidseitig anwendbar

Artikelnummer	MALLEOLASTIK PLUS M90137F						
Größen	0	1	2	3	4	5	6
Knöchelumfang cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Farbe	fluogelb						

beidseitig anwendbar



#### Indikationen


##### Epilastik Plus

- Epicondylitis und Epitrochleitis des Ellenbogens
- Chronische Schmerzen durch Bursitis oder Tendinitis



##### Manulastik Plus

- Verstauchung des Handgelenk und der Handwurzel
- Sehnenentzündung der Hand und des Unterarm
- Arthritische Erkrankung des Handgelenk
- Postoperative und konservative Nachbehandlung des Handgelenk
- Nachbehandlung eines Handgelenkbruchs



##### Genulastik Plus

- Knieschmerzen aufgrund von Kontusionen
- Anfangsstadium der Arthrose
- Femoro-patellare Chondropathia Chondromalacia
- Leichte patellare Instabilität
- Schutz vor Patellaluxation während sportlicher Aktivitäten



##### Malleolastik Plus

- Stauchungstraumata des Tibiotarsus 1.Grades
- Tendinopathien des Spanns und der Peronealsehnen

Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



CE



orthoservice.com



lastik PLUS

Liebe deinen  
Sport, schütze  
deinen Körper



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



## Die TOP-Eigenschaften ...

**DYNAMISCHES STRICKGEWEBE**

mit 4 verschiedenen dichten Webarten mit unterschiedlicher Festigkeit:

- **MEDIUMPRESSION** bietet eine mittelstarke Kompression in den perimuskulären Bereichen
- **STRONGPRESSION** sorgt für eine starke Kompression in den periartikulären Bereichen
- **WRINKLE RAIL** unterstützt das Beugen und Strecken der Gelenke
- **SOFTPRESSION** vermeidet das Gefühl von Eingeschnürt-sein an den Randbereichen der Bandage

## ... für einzigartige performances

**MICRO SILICON TUBE**

eine Art Schlauch für eine zusätzliche weiche Anmutung auf der Haut und zum **Verstärken** der Orthese beim Tragen

**DESIGN 100 % ANATOMISCH**

zum Gewährleisten der **Wirksamkeit** und für den maximalen Komfort



epilastilk PLUS

manulastilk PLUS

genulastilk PLUS

malleolastilk PLUS

**SILIKONEINSÄTZE**

zum **Entlasten** der Kompression rund um die Knochenvorsprünge