



...passend für alle Größen im Fall von:

- post-operativer Ruhigstellung, z.B. nach einer Refixation von Sehnen und Bänder
- chirurgischer und konservativer Behandlung von Ellenbogenfrakturen
- Luxationen und Subluxationen des Ellenbogens
- Hyperextension des Ellenbogens
- Behandlungen nach einem Trauma

9000PRO1960E002.0225

elbo PRO

M.24017R
M.24017L

HMV.-Nr.: 23.08.02.2008

Ellenbogen-Orthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen mit Handteil zur Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks

Artikelnummer	M.24017R · M.24017L
Größen	universal
Länge der Schiene cm	36-46
Farbe	Dunkelgrau

Rechts oder links angeben



CUSTOMIZABLE FIT



EASY ADJUSTING



TELESCOPIC




SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

Indikationen

- Stabile Frakturen des Ellenbogens, des distalen Humerus, Radius und der proximalen Ulna
- Luxationen und Subluxationen des Ellenbogens
- Hyperextension des Ellenbogens
- Postoperative Ruhigstellung z.B. nach Eingriffen an Sehnen und Bändern
- Posttraumatische Behandlung
- Mobilisierung nach operativen Eingriffen und Traumen mit Beteiligung des Radius-Ulnar-Gelenks
- Für die Anwendung in der Rehabilitationsphase nach konservativer und chirurgischer Behandlung von Frakturen des Ellenbogens
- Chronische Verletzungen des Ellenbogens



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



elbo PRO



Die neue,
federleichte
und vielseitige
Ellenbogenorthese

HMV.-Nr.: 23.08.02.2008



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Wirkungsvoll und vielseitig...

TELESKOPIERBARE SCHIENEN

Sie passt sich mühelos an jeden Arm an, daher immer die richtige Größe auf Lager

MIT EINFACHEM UND SICHEM GELENK

Lässt sich ohne Werkzeug einstellen und kann nicht versehentlich entriegelt werden




ANPASSBARKEIT AN DIE OBER- UND UNTERARMLÄNGE

dank der Teleskopschiene mittels einfachen Drückens der kleinen Knöpfe



PASSFORM: STABILER, RUTSCHFESTER SITZ AM ARM

dank der gepolsterten Halterungen und der individuell anformbaren Aluminium-Manschetten



GERINGES GEWICHT

Die Orthese bietet durch das superleichte Material für alle Patienten einen großen Vorteil im täglichen Gebrauch

EINFACHES EINSTELLEN DER FLEXION/EXTENSION

durch das „Pull&Set“-Gelenk mit innovativer Spannfeder-Einrast-Funktion (man zieht sie nach außen, positioniert sie am gewünschten Grad und lässt sie zum Einrasten los)



Elbo PRO,
die federleichte
und vielseitige
Ellenbogenorthese

BEIBEHALTUNG DER EINGESTELLTEN FLEXION/EXTENSION,

die sich nicht verändern kann durch Armbewegungen oder eventuelle Stöße gegen Oberflächen

Zubehör inklusive

LÄNGENVERSTELLBARER SCHULTERGURT

mit Nacken- bzw. Schulterpolsterung, falls für den Tragekomfort gewünscht



NEUTRALE HANDAUFLAGE

zur Kontrolle der Rotation des Unterarms und für ein angenehmes Gefühl von erhöhter Stabilität