

elbo PRO

**Ortesi di gomito
a movimento
graduato,
telescopica**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



...che soddisfa tutte le taglie, in caso di:

- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Dopo trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma

Efficace e così versatile...

TELESCOPICO

Si adatta facilmente a ogni braccio,
senza più necessità di taglie

CON SNODO FACILE E SICURO

Si regola senza attrezzi e non può
essere sbloccato inavvertitamente




ADATTABILITÀ DELL'ASTA LATERALE IN LUNGHEZZA

grazie alla **regolazione
telescopica** azionabile tramite
semplice pressione dei pulsantini



SALDO ANCORAGGIO

(il tutore non ruota) grazie alle
valve in poliammide abbinata
alle **prese braccio in alluminio**,
facilmente modellabili



AGEVOLE REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE

grazie allo **snodo "Pull&Set"** con cursori a molla (si tirano verso l'esterno, si posizionano al grado desiderato, si rilasciano)



MASSIMO COMFORT

grazie alle **imbottiture termosaldate** con un tessuto in morbida lycra a contatto pelle

Elbo PRO,
la nuova era
dei tutori di gomito

Accessori inclusi

TRACOLLA REGOLABILE IN LUNGHEZZA

con **proteggi-spalla imbottito**, da portare sulla spalla omolaterale, per un comfort totale



MANTENIMENTO DELLA FLESSO- ESTENSIONE

impostata che non può essere alterata da movimenti del braccio o urti contro superfici

SUPPORTO MANO

neutro, per il controllo della rotazione dell'avambraccio e una benefica sensazione di stabilità

elbo PRO

REF. 24017R

REF. 24017L

Ortesi di gomito a movimento graduato, telescopica

Codice	REF. 24017R • REF. 24017L
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	36-46
Colore	grigio scuro

Indicare destro o sinistro

CUSTOMIZABLE
FITEASY
ADJUSTING

TELESCOPIC

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Indicazioni

- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better