

9000P00196PL001.0324

elbo PRO

M24017R
M24017L

Orteza stawu łokciowego z regulacją zakresu ruchomości, teleskopowa

Kod	M24017R · M24017L
Rozmiar	uniwersalny
Długość drążka cm	36-46
Kolor	ciemnoszary

Prawy lub lewy



Wskazówki

- Złożone złamania kości łokciowej, dalszej kości ramiennej, bliższego odcinka kości promieniowej i kości łokciowej
- Unieruchomienie pooperacyjne po rekonstrukcji ścięgien i więzadeł
- Stosowane w fazie rehabilitacji po chirurgicznym i zachowawczym leczeniu złamań kości łokciowej
- Dyslokacje podrzędne i zwichnięcia stawu łokciowego
- Przewlekłe urazy łokcia
- Przeprost stawu łokciowego
- Leczenie pourazowe



elbo PRO

Orteza stawu łokciowego z regulacją zakresu ruchomości, teleskopowa



...uniwersalny rozmiar, stosowany w przypadku:

- Złożone złamania kości łokciowej, dalszej kości ramiennej, bliższego odcinka kości promieniowej i kości łokciowej
- Unieruchomienie pooperacyjne po rekonstrukcji ścięgien i więzadeł
- Po chirurgicznym i zachowawczym leczeniu złamań kości łokciowej
- Podwichnięcia i zwichnięcia stawu łokciowego
- Przewlekłe urazy łokcia
- Nadwichnięcie łokcia
- Pourazowe



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

Materiał przeznaczony tylko dla profesjonalistów

Skuteczny i wszechstronny...

TELESKOPOWY

Z łatwością dopasowuje się do każdego ramienia, bez konieczności dobierania rozmiaru

Z ŁATWYM W OBSŁUDZE I BEZPIECZNYM ZEGAREM

Można go regulować bez użycia narzędzi i nie ma możliwości przypadkowego odblokowania



MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI

szyny bocznej dzięki teleskopowej regulacji za pomocą małych przycisków



BEZPIECZNE MOCOWANIE

(orteza nie rotuje się) dzięki poliamidowym osłonom połączonym z aluminiowymi obejmami ramienia i przedramienia, które można łatwo kształtować



MAKSYMALNY KOMFORT

dzięki zgrzewanej wyściółce z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału Lycra

ŁATWA REGULACJA ZGIĘCIA I WYPROSTU

dzięki przegubowi "Pull&Set" ze sprężynowymi suwakami (pociągnij, ustaw w żądanej pozycji, zwolnij)



ZADANY ZAKRES RUCHOMOŚCI JEST ZABEZPIECZONY

dzięki czemu nie ma możliwości przypadkowej zmiany ustawień

Akcesoria w zestawie

PASEK NA RAMIĘ O REGULOWANEJ DŁUGOŚCI

z wyściełanym ochraniaczem na ramię, do noszenia na ipsilateralnym ramieniu, dla pełnego komfortu



NEUTRALNE PODPARCIE DŁONI

zapewniające kontrolę rotacji przedramienia i poczucie stabilności

Elbo PRO,
nowa era ortez
stawu łokciowego