

genuFEEL OA

**Orteza stawu
kolanowego
objętego gonartrozą**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Czas, to kluczowy czynnik

Uśmierzanie bólu, poprawa jakości życia pacjentów:


- nieoperacyjnych
- oczekujących na operację
- w wieku nieodpowiednim do leczenia chirurgicznego

to główny cel. **GenuFeel OA** łagodzi skutki uboczne degradacji stawu spowodowanej gonartrozą.



Zapinanie na rzepy, szybkie zapinanie pasków, otwieranie klamer: sekwencja trzech prostych ruchów, jest możliwa dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wyrafinowanym materiałom i coraz bardziej funkcjonalnym detalom.

Jedyny opatentowany system, który aktywuje się w mniej niż 1 minutę...




Mechanizm odciążający kolano



...i wspomaga rehabilitację całego stawu

Prawdziwą zaletą ortezy pracującej na **3 punktach nacisku** jest jej intensywne działanie: nacisk na kolano, w połączeniu z **działaniem 4 pasów** i kontralateralnego **systemu dźwigni**, powoduje, że staw przyjmuje "pozycję" zbliżoną do fizjologicznej:

- natychmiastowe uśmierzenie lokalnego bólu i odciążenie ścięgien stawów
- bardziej naturalna postawa
- bardziej zrównoważony chód
- z korzyścią dla całego układu mięśniowo-szkieletowego.



Dane porównawcze Rx, z założoną ortezą i bez niej, wykazują korelację varus wynoszącą maksymalnie 2 stopnie, chociaż liczbowo dane te należy uznać za niewielkie, niemniej jednak są one znaczące dla wszystkich przypadków nieoperacyjności lub pacjenta, który nie jest gotowy do operacji (odmowa operacji).

Biorąc pod uwagę przypadek kliniczny dużej gonartrozy, a zatem, przynajmniej radiograficznie, już mający znaczenie chirurgiczne, korekcję o 2 stopnie należy uznać za prawidłową w celu uzyskania satysfakcji klinicznej pacjenta poprzez złagodzenie najważniejszego objawu: bólu.

CAŁKOWITY KOMFORT

dla skóry dzięki **elastycznej i przewiewnej tkaninie** wykonanej z materiału szkieletowego (bez szwów, bez klejenia) i dodatkowej, miękkiej wyściółce w strefach nacisku.




SKUTECZNE ROZŁOŻENIE NACISKU

dzięki nowemu pierścieniowi, który posiada również wewnętrzną wyściółkę ochronną (w postaci żelu, wyjmowaną)



REGULACJA ZGIĘCIA I WYPROSTU

z uproszczonym przegubem






ŁATWE NAPINANIE PASKÓW

dzięki niskoprofilowym
dźwigniom, które do zapiecia
wymagają jedynie lekkiego
nacisku dłoni.


ŁATWE I SZYBKIE DO OKREŚLENIA NAPIĘCIE

paska, do ewentualnej
regulacji: skala z podziałką



ŁATWE I SZYBKIE DOPASOWANIE

dzięki przedniemu otwarciu
ortezy i kieszeniom na palce, które
ułatwiają zapinanie na rzepy



INTUICYJNE PRE- POZYCJONOWANIE I POZYCJONOWANIE

pasków: kolorowe pętelki
ułatwiające zakładanie



Orteza stawu
kolanowego na
gonartrozę, która wkracza
do akcji w razie potrzeby

**NIEZAWODNE
DOPASOWANIE
DO KOŃCZYNY
W KAŻDYM
MOMENCIE,**

dzięki anatomicznemu
kształtowi,
technopolimerowym pelotom
stabilizującym, szynie
stabilizującej i elastycznym
polimerowym mocowaniom



genuFEEL OA

Orteza stawu kolanowego objętego gonartrozą

M24014 R

M24014 L

Wskazania

- Umiarkowana gonartroza jednoprzędziowa
- Po zabiegach w obrębie chrząstki lub łąkotki

Kod	M24014 R • M24014 L						
Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Obwód 15 cm centralnie nad kolanem cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67/74	74/81
Wysokość cm	40	40	40	40	40	40	40
Kolor	ciemnoszary						

Prawy lub lewy

PRAWA = w przypadku przyśrodkowej gonartrozy prawego kolana (kolano prawe szpotawe) lub bocznej gonartrozy lewego kolana (kolano lewe koślawe)

LEWA = w przypadku gonartrozy przyśrodkowej kolana lewego (szpotawość kolana lewego) lub gonartrozy bocznej kolana prawego (koślawość kolana prawego)

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

LOW
PROFILEEASY
FASTENINGEASY
ADJUSTINGEASY
PULLINGCUSTOMIZABLE
FITSINGLE PATIENT
MULTIPLE USESOLO RIVENDITORI
AUTORIZZATI

www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

