

Hygieneunterwäsche **hernix**

Die linie hernix
für eine intime entlastung



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Ein komplettes Sortiment an Hernien- und Kompressions-Slips



Sich jederzeit geschützt und gut in Form zu fühlen, das ist der beeindruckendste Effekt, den Sie mit Hernix erzielen, der neuen **Linie an Hernien- und Kompressions-Slips**. Dank der **sorgfältigen Gestaltung**, der Verwendung **exklusiver Materialien** und der Auswahl **modischer Farben** begleiten die Hernix-Slips jede **alltägliche Aktivität** und unterstützen mit großer Diskretion auch beim **Sport**, ohne die Blicke der anderen fürchten zu müssen. Sie stützen und komprimieren dort, wo es nötig ist, und lassen dabei die Haut atmen. **Aus diesem Grund können sie den ganzen Tag über getragen werden.**

Hygieneunterwäsche hernix

ARTIKELNUMMER	TYP		KOMPRESSION			HÖHE			FARBE	DOPPELPACK
	SLIP	BOXER-SHORTS	STARK	MITTEL-STARK	LEICHT	HOCH	MITTELHOCH	NIEDRIG		
HERNIEN-SLIPS										
Hernix 10	●		●			●			Hellgrau	M24699M
Hernix 42	●			●			●		Anthrazitgrau	M24699M
Hernix 43A	●			●			●		Anthrazit/Hellgrau	M24699M
Hernix 43C	●			●			●		Hellgrau/Anthrazit	M24699M
Hernix 49		●		●			●		Anthrazitgrau	M24699M
Hernix 90	●		●			●			Beige	M24699W
KOMPRESSIONS-SLIPS										
Hernix 45	●			●			●		Anthrazitgrau	
Hernix 46	●				●		●		Anthrazitgrau	
Hernix 47					●			●	Anthrazitgrau	

HERNIEN-SLIPS

Wozu sie dienen

Sie werden verwendet, um Hernien einzudämmen, wo sie nicht existieren Kontraindikationen.

Wie sie beschaffen sind

Sie tragen nicht auf und sind weich auf der Haut und bestehen aus exklusiven Geweben auf Baumwollbasis. Dank der entsprechend geformten Verstärkungen garantieren sie ein wirksames Zurückhalten der Hernie. Sie sind schön anzusehen und angenehm zu tragen.

Wie Sie sich mit ihnen fühlen

Sie bieten dieses unverzichtbare Gefühl von Sicherheit sowie Bewegungsfreiheit und Komforts in jeder Situation.

KONTRAINDIKATIONEN







Nicht anwenden bei eingeklemmtem Leistenbruch, bei abgeschnürten Hernien, bei fortgeschrittenen Entzündungen oder irreponierbaren Hernien.


Artikelnummer	M24610 • M24642 • M24643A • M24643C • M24649 • M24690							
Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
Umfang Hüfte cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130

INCLUDED: M24699M HERNIX P Doppelpack Pelotten für Hernix, Herren
M24699W HERNIX P Doppelpack Pelotten für Hernix, Damen

hernix 10

Klassischer Hernien-Slip

-  Größe: **1-8**
-  Farbe: **Hellgrau**
-  Höhe: **Hoch**
-  Kompression: **Stark**
-  Typ: **Slip**
-  Komposition: **82% CO
13% EA
5% PA**



INCLUDED:
M24699M HERNIX P
Doppelpack Pelotten für Hernix, Herren

M24610

INDIKATIONEN

- Zurückhaltung von Bruchsäcken und reponierbaren Leistenhernien
- Prä-operativ (mit Einsatz der Hernien-Druckpolster)
- Post-operativ
- Vorbeugung möglicher Rückfälle

EIGENSCHAFTEN

- Sehr stützende Struktur aus Baumwollgewebe
- Innen verstärkte und geformte Struktur
- Innenliegende Zugbänder am Unterschenkel
- Vorderseite mit seitlichen Öffnungen, weich und dehnbar
- Geeignet für die Verwendung der Pelotten für den Gegendruck auf die Hernien (M24699M)

Stützender Hernien-Slip



Größe:
1-8



Farbe:
Anthrazitgrau



Höhe:
Mittelhoch



Kompression:
Mittel-stark



Typ:
Slip



Komposition:
**82% CO · 10% EA
6% PA · 2%PL**



hernix 43 A - 43 C

Stützender Hernien-Slip, zweifarbige



Größe:
1-8



Farbe:
**Anthrazit/Hellgrau (43 A)
Hellgrau/Anthrazit (43 C)**



Höhe:
Mittelhoch




Kompression:
Mittel-stark



Typ:
Slip



Komposition:
**82% CO · 10% EA
6% PA · 2%PL**



INCLUDED:
M24699M HERNIX P

Doppelpack Pelotten für Hernix, Herren


M24642

INDIKATIONEN

- Zurückhaltung von Bruchsäcken und reponierbaren Leistenhernien
- Prä-operativ (mit Einsatz der Hernien-Druckpolster)
- Post-operativ
- Vorbeugung möglicher Rückfälle

EIGENSCHAFTEN

- Hypoallergene, dünne, weiche und bequeme Struktur aus Baumwollgewebe
- Innen verstärkte und geformte Struktur
- Innenliegende Zugbänder am Unterschenkel, mit kalibrierter Traktion
- Geschlossene und geformte Vorderseite, bezogen mit weichem Baumwolljersey
- Geeignet für die Verwendung der Pelotten für den Gegendruck auf die Hernien (M24699M)



INCLUDED:
M24699M HERNIX P

Doppelpack Pelotten für Hernix, Herren

M24643A
M24643C

INDIKATIONEN

- Zurückhaltung von Bruchsäcken und reponierbaren Leistenhernien
- Prä-operativ (mit Einsatz der Hernien-Druckpolster)
- Post-operativ
- Vorbeugung möglicher Rückfälle

EIGENSCHAFTEN

- Hypoallergene, dünne, weiche und bequeme Struktur aus Baumwollgewebe
- Innen verstärkte und geformte Struktur
- Innenliegende Zugbänder am Unterschenkel, mit kalibrierter Traktion
- Geschlossene und geformte Vorderseite, bezogen mit weichem Baumwolljersey
- Geeignet für die Verwendung der Pelotten für den Gegendruck auf die Hernien (M24699M)

Stützende Hernien-Boxershorts



Größe:
1-8



Farbe:
Anthrazitgrau



Höhe:
Mittelhoch



Kompression:
Mittel-stark



Typ:
Boxershorts



Komposition:
**68% CO • 17% PA
13% EA • 2% PL**



Hernien-Unterhose für Damen



Größe:
1-8



Farbe:
Beige



Höhe:
Hoch




Kompression:
Stark



Typ:
Slip für Damen



Komposition:
**82% CO • 13% EA
5% PA**



INCLUDED:
M24699M HERNIX P

Doppelpack Pelotten für Hernix, Herren


M24649

INDIKATIONEN

- Zurückhaltung von Bruchsäcken und reponierbaren Leistenhernien
- Prä-operativ (mit Einsatz der Hernien-Druckpolster)
- Post-operativ
- Vorbeugung möglicher Rückfälle

EIGENSCHAFTEN

- Hypoallergene, dünne, weiche und bequeme Struktur aus Baumwollgewebe
- Innen verstärkte und geformte Struktur
- Innenliegende Zugbänder am Unterschenkel, mit kalibrierter Traktion
- Geschlossene und geformte Vorderseite, bezogen mit weichem Baumwolljersey
- Geeignet für die Verwendung der Pelotten für den Gegendruck auf die Hernien (M24699M)



INCLUDED:
M24699W HERNIX P

Doppelpack Pelotten für Hernix, Damen

M24690

INDIKATIONEN

- Zurückhaltung von Leistenhernien, herabgesunkenen Organen (Ptosis) und bei Prolapsen (Vorfällen)
- Post-operativ
- Vorbeugung möglicher Rückfälle

EIGENSCHAFTEN

- Sehr stützende, hypoallergene, weiche und bequeme Struktur aus Baumwollgewebe
- Innen verstärkte und geformte Struktur für die gezielte Unterstützung der Bauchdecke
- Weiche Abschlüsse am Beinausschnitt für maximalen Komfort
- Geeignet für die Verwendung der Pelotten für den Gegendruck auf die Hernien (M24699W)

KOMPRESSIONS-SLIPS

hernix 45

Wozu sie dienen

Hernix 45: dienen als Stütze und halten den Bauchbereich zusammen nach einer Operation oder bei einer Geweberschaffung.

Hernix 46 und **Hernix 47:** stabilisieren und unterstützen den Bauch- und Genitalbereich bei sportlicher Betätigung und in allen Situationen, die eine starke Belastung darstellen.

Wie sie beschaffen sind


Sie sind effizient in ihrer stützenden Wirkung, bequem und atmungsaktiv. Sie ziehen sie an und können sie gleich wieder vergessen, denn Sie spüren sie kaum.

Wie Sie sich mit ihnen fühlen

Gut in Form und gut geschützt, bereit und leistungsfähig bei all Ihren körperlichen Aktivitäten ... und auch noch danach.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht anwenden bei eingeklemmtem Leistenbruch, bei abgeschnürten Hernien, bei fortgeschrittenen Entzündungen oder irreponierbaren Hernien



Postoperativer Kompressions-Slip



Größe:
1-8



Farbe:
Anthrazitgrau



Höhe:
Mittelhoch



Kompression:
Mittel-stark



Typ:
Slip



Komposition:
**82% CO • 10% EA
6% PA • 2% PL**



M24645

INDIKATIONEN

- Nach chirurgischen Eingriffen im Bauchraum oder bei Geweberschaffung zur Kompression der Bauchdecke
- Stützung des Genitalbereichs

EIGENSCHAFTEN

- Stützende, dünne und weiche Struktur aus Baumwollgewebe
- Innen verstärkte und geformte Struktur für die wirksame Kompression der Bauchdecke und Stützung des Genitalbereichs
- Geschlossene, weiche Vorderseite bestehend aus sehr dehnbarem Jersey

Artikelnummer	M24645 • M24646 • M24647							
Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
Umfang Hüfte cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130

Stützender Sport-Slip



Größe:
1-8



Farbe:
Anthrazitgrau



Höhe:
Mittelhoch



Kompression:
Leicht



Typ:
Slip



Komposition:
**82% CO • 10% EA
6% PA • 2% PL**



M24646

INDIKATIONEN

- Unterstützung bei körperlicher Aktivität, bei der Arbeit und beim Sport, mit Stützung des Genitalbereichs

EIGENSCHAFTEN

- Dünne und weiche Struktur aus Baumwollgewebe mit mittelstarker Stützfunktion
- Geschlossene Vorderseite, mit kalibrierter Kompression für die gezielte Unterstützung des Genitalbereichs

Suspensorium



Größe:
1-8



Farbe:
Anthrazitgrau



Höhe:
Niedrig



Kompression:
Leicht



Typ:
Suspensorium



Komposition:
**65% PA • 18% EA
15% CO • 2% PL**



M24647

INDIKATIONEN

- Stützung des Genitalbereichs bei körperlicher Aktivität, bei der Arbeit und beim Sport

EIGENSCHAFTEN

- Vorderseite aus Baumwollgewebe mit kalibrierter Kompression für die gezielte Unterstützung des Genitalbereichs
- Weiches Gummiband unter dem Oberschenkel
- Beinausschnitt mit weichen Abschlüssen

Hygieneunterwäsche hernix



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better