

Bielizna kompresyjna Hernix

Linia Hernix
natychmiastowa ulga



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę:
Orthoservice Polska sp. z o.o. Producent: Orthoservice AG



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Pełna gama bielizny przepuklinowej i kompresyjnej

Poczucie ochrony i idealnego dopasowania w każdej sytuacji – to cecha wyróżniająca Hernix, nową linię **bielizny przepuklinowej i kompresyjnej**. Dzięki **starannie dopracowanemu projektowi**, zastosowaniu **ekskluzywnych dzianin** oraz **modnej palecie kolorów**, bielizna Hernix zapewnia dyskrecję i komfort podczas **codziennych aktywności**, w tym **sportowych**.

Wspiera i uciska tam, gdzie to konieczne, jednocześnie pozwalając skórze oddychać. **Dzięki temu można ją nosić przez cały dzień bez uczucia dyskomfortu i obawy o zwracanie na siebie uwagi.**

Bielizna kompresyjna Hernix

NAZWA PRODUKTU	RODZAJ		KOMPRESJA			WYSOKOŚĆ			KOLOR	PELOTY UCISKOWE
	MAJTki	BOKSERki	MOCNA	ŚREDNIA	LEKKA	WYSOKA	ŚREDNIA	NISKA		W ZESTAWIE
MAJTki PRZEPUKLINOWE										
Hernix 10	●		●			●			jasnoszary	M24699M
Hernix 42	●			●			●		szary antracyt	M24699M
Hernix 43A	●			●			●		szary antracyt/jasny	M24699M
Hernix 43C	●			●			●		jasnoszary/antracyt	M24699M
Hernix 49		●		●			●		szary antracyt	M24699M
Hernix 90	●		●			●			cielisty	M24699W
MAJTki PODTRZYMUJĄCE										
Hernix 45	●			●			●		szary antracyt	
Hernix 46	●				●		●		szary antracyt	
Hernix 47					●			●	szary antracyt	

MAJTKI PRZEPUKLINOWE

Do czego służą?

Podtrzymują i stabilizują tkanki jamy brzusznej:

- w przypadku przepuklin mosznowych oraz ograniczonych przepuklin pachwinowych,
- w fazie pooperacyjnej,
- zapobiegając możliwym nawrotom.

Jakie są?

Cienkie i miękkie w kontakcie ze skórą, wykonane z ekskluzywnych dzianin na bazie bawełny. Dzięki odpowiednio wyprofilowanym wzmocnieniom skutecznie podtrzymują przepuklinę. Atrakcyjne wizualnie i przyjemne w noszeniu, przystosowane do opcjonalnych wkładek przepuklinowych.

Jak się w nich czujesz?

Zapewniają niezastąpione poczucie bezpieczeństwa, swobodę ruchów i komfort – niezależnie od sytuacji.

Rozmiary

Linia obejmuje bokserki i slipy o różnych wysokościach talii, dostosowane do różnych sylwetek, dla kobiet i mężczyzn. Dostępne w ośmiu rozmiarach.

Kod	M24610 • M24642 • M24643A • M24643C • M24649 • M24690							
Rozmiar	1	2	3	4	5	6	7	8
Obwód w biodrach cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130

W ZESTAWIE: M24699M HERNIX P Peloty uciskowe męskie
M24699W HERNIX P Peloty uciskowe damskie

hernix 10

Majtki przepuklinowe klasyczne



Rozmiary:
1-8



Kolor:
Jasnoszary



Wysokość:
Wysoka




Kompresja:
Mocna



Rodzaj:
Majtki



Skład:
**82% CO • 13% EA
5% PA**



W ZESTAWIE:
M24699M HERNIX P
Peloty uciskowe

M24610

WSKAZANIA

- Wsparcie dla początkowych i redukowalnych przepuklin pachwinowych
- Stosowanie przedoperacyjne (z opcjonalnymi pelotami uciskowymi)
- Stosowanie pooperacyjne
- Zapobieganie nawrotom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Hipoalergiczna, cienka, miękka i wygodna struktura dzianiny bawełnianej
- Wzmocniona, wyprofilowana struktura wewnętrzna, dostosowana do kroju bokserek
- Wewnętrzne, elastyczne ściągacze na udach
- Zamknięty i wyprofilowany przód, podszyty miękkim bawełnianym dżersejem
- Przygotowane do użycia peloty przepuklinowej (M24699M).

Majtki przepuklinowe podtrzymujące



Rozmiary:
1-8



Kolor:
Szary antracyt



Wysokość:
Średnia



Kompresja:
Średnia



Rodzaj:
Majtki



Skład:
**82% CO • 10% EA
6% PA • 2%PL**



hernix 43 A - 43 C

Majtki przepuklinowe podtrzymujące dwukolorowe



Rozmiary:
1-8



Kolor:
**Szary antracyt/jasny (43 A)
Jasnoszary/antracyt (43 C)**



Wysokość:
Średnia




Kompresja:
Średnia



Rodzaj:
Majtki



Skład:
**82% CO • 10% EA
6% PA • 2%PL**



W ZESTAWIE:
M24699M HERNIX P
Peloty uciskowe


M24642

WSKAZANIA

- Wsparcie dla początkowych i redukowalnych przepuklin pachwinowych
- Stosowanie przedoperacyjne (z opcjonalnymi pelotami uciskowymi)
- Stosowanie pooperacyjne
- Zapobieganie nawrotom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Hipoalergiczna, cienka, miękka i wygodna struktura dzianiny bawełnianej
- Wzmocniona, wyprofilowana struktura wewnętrzna (dostosowana do kroju bokselek tylko M24649)
- Wewnętrzne, regulowane ściągacze na udach
- Zamknięty i wyprofilowany przód, podszyty miękkim bawełnianym dżersejem
- Przygotowane do użycia peloty przepuklinowej (M24699M).



W ZESTAWIE:
M24699M HERNIX P
Peloty uciskowe

**M24643A
M24643C**

WSKAZANIA

- Wsparcie dla początkowych i redukowalnych przepuklin pachwinowych
- Stosowanie przedoperacyjne (z opcjonalnymi pelotami uciskowymi)
- Stosowanie pooperacyjne
- Zapobieganie nawrotom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Hipoalergiczna, cienka, miękka i wygodna struktura dzianiny bawełnianej
- Wzmocniona, wyprofilowana struktura wewnętrzna (dostosowana do kroju bokselek tylko M24649)
- Wewnętrzne, regulowane ściągacze na udach
- Zamknięty i wyprofilowany przód, podszyty miękkim bawełnianym dżersejem
- Przygotowane do użycia peloty przepuklinowej (M24699M).

Majtki przepuklinowe podtrzymujące



Rozmiary:
1-8



Kolor:
Szary antracyt



Wysokość:
Średnia



Kompresja:
Średnia




Rodzaj:
Bokserki



Skład:
**68% CO • 17% PA
13% EA • 2% PL**



M24649



W ZESTAWIE:
M24699M HERNIX P
Peloty uciskowe

WSKAZANIA

- Wsparcie dla początkowych i redukowalnych przepuklin pachwinowych
- Stosowanie przedoperacyjne (z opcjonalnymi pelotami uciskowymi)
- Stosowanie pooperacyjne
- Zapobieganie nawrotom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Hipoalergiczna, cienka, miękka i wygodna struktura dzianiny bawełnianej
- Wzmocniona, wyprofilowana struktura wewnętrzna (dostosowana do kroju bokserek tylko M24649)
- Wewnętrzne, regulowane ściągacze na udach
- Zamknięty i wyprofilowany przód, podszyty miękkim bawełnianym dżersejem
- Przygotowane do użycia peloty przepuklinowej (M24699M).

Majtki przepuklinowe dla kobiet



Rozmiary:
1-8



Kolor:
Cielisty



Wysokość:
Wysoka



Kompresja:
Mocna




Rodzaj:
Majtki damskie



Skład:
**82% CO • 13% EA
5% PA**



M24690



W ZESTAWIE:
M24699W HERNIX P
Peloty uciskowe

WSKAZANIA

- Przepukliny pachwinowe, ptoza i utrzymanie wypadania
- Pooperacyjne
- Zapobieganie możliwym nawrotom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silnie podtrzymujący, hipoalergiczny, miękki i wygodny materiał bawełniany.
- Wzmocniona, wyprofilowana struktura wewnętrzna zapewniająca prawidłowe podparcie powłok brzusznych.
- Miękkie wykończenie w okolicy ud dla zachowania najwyższego komfortu.
- Przystosowany do użycia pelot uciskowych (M24699W).

MAJTKI PODTRZYMUJĄCE

Do czego służą?

- **Pooperacyjne 45** – zapewniają wsparcie i ochronę brzucha po operacji lub w przypadku osłabienia tkanek.
- **Sport 46 i Suspension 47** – chronią i wspierają brzuch oraz narządy płciowe podczas aktywności sportowej lub innych sytuacji powodujących duże obciążenie.

Czym się wyróżniają?

Skutecznie podtrzymują, są wygodne i oddychające. Zakładasz je i zapominasz, że masz je na sobie.

Jak się w nich czujesz?

Sprawny, dobrze chroniony i gotowy do aktywności fizycznej – zarówno w jej trakcie, jak i po zakończeniu.

Rozmiary

Dostępne w 8 rozmiarach, dopasowane do każdego typu sylwetki.

Kod	M24645 • M24646 • M24647							
Rozmiar	1	2	3	4	5	6	7	8
Obwód w biodrach cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130

hernix 45

Pooperacyjne majtki podtrzymujące



Rozmiary:

1-8



Kolor:

Szary antracyt



Wysokość:

Średnia



Kompresja:

Średnia



Rodzaj:

Majtki



Skład:

**82% CO • 10% EA
6% PA • 2% PL**



M24645

WSKAZANIA

- Stosowanie po operacji okolicy brzusznej lub przy osłabieniu tkanek w celu zabezpieczenia ściany brzucha.
- Wsparcie i ochrona okolicy narządów płciowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Miękka i cienka dzianina bawełniana o właściwościach podtrzymujących.
- Wzmocniona oraz wyprofilowana struktura wewnętrzna zapewniająca skuteczne zabezpieczenie powłok brzusznych i wsparcie okolic narządów płciowych.
- W części przedniej wykonane z miękkiej, wysoko rozciągliwej tkaniny.

Majtki sportowe podtrzymujące



Rozmiary:
1-8



Kolor:
Szary antracyt



Wysokość:
Średnia



Kompresja:
Lekka



Rodzaj:
Majtki



Skład:
**82% CO • 10% EA
6% PA • 2% PL**



M24646

WSKAZANIA

- Podparcie okolicy narządów płciowych podczas uprawiania sportu, aktywności fizycznej i w pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Średniej gęstości struktura dzianiny bawełnianej, cienka i miękka.
- Część przednia z odpowiednio dopasowaną konstrukcją dla prawidłowego wsparcia okolicy narządów płciowych.

Pas podtrzymujący



Rozmiary:
1-8



Kolor:
Szary antracyt



Wysokość:
Niska



Kompresja:
Lekka



Rodzaj:
Pas



Skład:
**65% PA • 18% EA
15% CO • 2% PL**



M24647

WSKAZANIA

- Podparcie okolicy narządów płciowych podczas uprawiania sportu, aktywności fizycznej i w pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopasowany przód z dzianiny bawełnianej zapewniający prawidłową ochronę okolic narządów płciowych
- Miękka lamówka na udach
- Miętko wykończone w okolicy krocza.

Bielizna kompresyjna Hernix



www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GMBH
VERFÜGBAR AB 01.01.2017
SINCE 01.01.2017

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better