

xtern CLASSIC + | xtern FRONTIER

Linea Xtern:
un valido supporto al
piede ciondolante

DISTRIBUITO DA



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Perchè scegliere Xtern?

XTERN è una nuova opzione di trattamento per il piede ciondolante:



1 Il suo **esclusivo design brevettato** (US8529484; EP2533734) funge da “esoscheletro” per l’arto compromesso, fornendo un ottimo ritorno energetico e supportando la muscolatura.



2 **XTERN** controlla il piede cadente, mantenendo allo stesso tempo la **massima ampiezza di movimento della caviglia** e la **forza muscolare del polpaccio**: risulta così facile e molto comodo da utilizzare.



3 Pluri-testato, permette di **correre, camminare, fare escursioni in montagna** ... per tutto il tempo e la distanza che si desidera, senza alcun disagio.



4 Può essere **indossato su qualsiasi calzatura**, anche ad esempio su scarpe da trekking alte o scarpe antinfortunistiche.

L'aggancio all'esterno delle calzature massimizza il comfort e previene lesioni cutanee o da sfregamento al piede.

Caratteristiche uniche ...

STRUTTURA A MOLLA PRE-CARICATA

permette una **facile flessione plantare**, una naturale **spinta del polpaccio** e un ampio range di **movimento della caviglia** necessari per camminare su qualsiasi terreno

xtern CLASSIC +



xtern FRONTIER



xtern CLASSIC +



xtern FRONTIER

AGGANCIO FLESSIBILE AL TALLONE

agisce come una **pinza** e garantisce la massima **adattabilità** a qualsiasi misura e tipo di suola

AGGANCIO ANTERIORE ALLA SCARPA

per spostare il tutore da una scarpa all'altra in pochi secondi



xtern CLASSIC +



xtern FRONTIER

xtern CLASSIC +

... con presa tibiale posteriore



**PRESA POLPACCIO IN
MATERIALE FLESSIBILE**

per adattarsi alle diverse
conformazioni anatomiche.

Regolabile in altezza con semplici viti.
Con **soffice imbottitura** e materiale di
chiusura a lunga durata

Utilizzabili con
tutte le tipologie
di scarpa

... con presa tibiale anteriore

CINTURINO CON CHIUSURA MAGNETICA

può essere aperto e
chiuso con una
sola mano



PROGETTATO PER
PAZIENTI CON
RIDOTTA DESTREZZA
E MOBILITÀ DELLE
MANI, COME PAZIENTI
COLPITI DA ICTUS

OTTIMA
STABILITÀ
DELLA
CAVIGLIA

PRESA GAMBA FRONTALE

per facile calzata grazie
alla parte posteriore
completamente aperta



Quale Xtern fa per te?

	xtern CLASSIC +	xtern FRONTER
AFO Dinamico al 100%	●	●
Nessun contatto con la pelle	●	●
Design simmetrico	●	●
Si adatta a terreni e pendii irregolari	●	●
Rapido posizionamento da una scarpa all'altra	●	●
Clip per lacci incluse	5	5
Calzata anteriore	●	
Calzata posteriore		●
Chiusura magnetica al polpaccio		●
25% in più di stabilità medio-laterale paragonato a Xtern Classic +		●

Quale taglia scegliere?

TAGLIE E MISURE DISPONIBILI	
Taglia EU	Misura scarpa
S	da 34,5 a 41,5
M	da 40,5 a 46
L	da 45 a 51

Ambidestro



Per alcune misure di scarpa sono presenti sovrapposizioni tra le taglie.
Scegliere la taglia sulla base della larghezza della scarpa su cui applicare il prodotto

xtern CLASSIC +

Ortesi per piede ciondolante,
con presa tibiale posteriore

REF.101155-SA



xtern FRONTIER

Ortesi per piede ciondolante,
con presa tibiale anteriore

REF.102100-SA



Indicazioni

- Debolezza dei muscoli elevatori del piede che presentano una leggera o nessuna spasticità, come ad esempio in seguito a:
 - Chirurgia alla schiena, all'anca o al ginocchio
 - Trauma degli arti inferiori
 - Lesione vascolare cerebrale
 - Lesione cerebrale traumatica
 - Sclerosi multipla
 - Malattia di charcot-marie-tooth
 - Sindrome di guillain-barré
 - Paralisi dei muscoli peronei
 - Atrofia neuromuscolare
 - Deficit dello SPE
- Leggerissime deformazioni del piede che possano essere corrette con un plantare e un supporto laterale

Controindicazioni:

- Da moderata a grave spasticità dell'arto inferiore
- Ulcere nella parte posteriore del polpaccio
- Problemi di disequilibrio importanti
- Debolezza del quadricipite o debolezza grave del ginocchio
- Andatura accovacciata / crouch gait
- Da moderate a gravi deformità di piede e/o caviglia
- Calzature non adeguate

**Si raccomanda una valutazione da parte di un professionista sanitario per confermare se le indicazioni e le limitazioni rendono il paziente un candidato per lo Xtern*



www.orthoservice.com



Turbomed Orthotics Inc.
240 Sydney, Suite 101
St-Augustin-de-Desmaures QC · G3A 0P2 Canada

EC REP

OKO Solutions S.A.S.
157 Avenue Gaston Imbert
Rousset Parc II.
13790 Rousset
France
Tel. +33 4 88 19 60 10

DISTRIBUTED BY

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better