

Ginocchiera per anti-recurvatum

Consente la flessione
del ginocchio e ne limita
l'estensione

**TELAIO IN
ALLUMINIO
LEGGERO**

rivestito in vinile

**CUSCINETTO
PER LA
PRESSIONE
POSTERIORE
REGOLABILE**

**FACILE DA
MODELLARE**

per adattarsi alla
conformazione del
paziente



DISTRIBUITO DA

**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Ginocchiera per anti-recurvatum

PR3-8668

Codice	PR3-8668			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. coscia presa 10 cm sopra centro rotula cm	25 - 30	33 - 35	38 - 41	42 - 46
Colore	grigio			


Ambidestro



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Indicazioni

- Iperestensione del ginocchio
- Recurvatum



www.orthoservice.com



Trulife

3225 Woburn St. Suite 160
Bellingham, WA 98226 · USA
Phone (+1) 360 697 5656
Email supportop@trulife.com

DISTRIBUTED BY

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



DISTRIBUITO DA

**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better