

spinalplus 3

L'orthèse pour
l'ostéoporose entre
dans une nouvelle ère



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



Systeme de tension unique et breveté

En tirant sur les extrémités, il est possible:

- de tendre **tous les tirants du dos**
- de régler simultanément **les épaules**

Bénéfices pratiques:

- réglage plus rapide
- tension uniforme
- réduction des erreurs de réglage



Une efficacité maximale avec un minimum d'efforts:

- **multiplication** de la force, **double** la traction sur les épaules
- **améliore** le contrôle de la posture
- **améliore** le confort du patient


Pourquoi choisir Spinalplus 3?

- 1 Armature télescopique et modelable
- 2 Réglage rapide et centralisé
- 3 Système de tirants breveté qui réduit l'effort manuel
- 4 Stabilité et praticité garanties

Comment ça fonctionne?

Spinalplus 3 est essentiel dans l'approche conservatrice/rééducative pour les **patients atteints d'ostéoporose ou d'hypercyphose**.

Le **cadre rigide** et les **deux points de contre-pression** au niveau des épaules et du bas-ventre créent un levier qui soutient la **colonne dorsale**, limite la flexion-extension et aide à la redresser.



Personnalisation, légèreté et adaptabilité

ARMATURE TÉLESCOPIQUE

Il peut être facilement allongé ou raccourci grâce à un **système coulissant** et une goupille de blocage; **modelé** selon l'anatomie du patient



Il peut être retiré, ajusté et remis en place facilement grâce aux **deux boutons de fermeture pratiques**

BRETELLES

avec rembourrages
réglables par Velcro®

RÉGLAGE SIMPLIFIÉ

même lorsque l'armature
est retiré, les **sangles**
restent en position

REMBOURRAGE DORSAL

en PE laminé

FACILITÉ D'ADAPTATION

réglable par Velcro® en
fonction de la circonférence
des épaules

2 TAILLES UNIQUEMENT

pour satisfaire tous
les patients



Efficace, anatomique et facile à porter



FACILITÉ DE FERMETURE

grâce au **système Velcro®** et aux
poignées intégrées



UN SEUL GESTE

contrôle complet de tous les **terminaux**



STABILITÉ ABDOMINAL

garantie par le **hémi-corset**

Spinalplus 3:
l'évolution de
l'orthèse pour
l'ostéoporose



**CONFORTABLE,
MODERNE
ET DISCRET**

disparaît sous les vêtements

spinalplus 3

Tuteur pour ostéoporose

Code	REF. 26049	
Taille	1	2
Distance T1-L5 (cm)	35/47	47/61
Couleur	gris foncé	

Indications

- Dorso-lombalgies en cas de tassements vertébraux dorso-lombaires
- Tassements vertébraux dorso-lombaires sur base ostéoporotique ou métastatique
- Hypercyphose dorsale post-traumatique ou sur base arthrosique
- Ostéochondrose juvénile
- Autres indications sur prescription médicale



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



RADIO
LUCENT



PATENT
EP2502608



TELESCOPIC



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



PATENT
PENDING



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better