


unicarpo 19_21_23

**Das Handgelenk
geschützt, an jedem Tag**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Warum sollten Sie UniCarpo-Linie wählen?

- 1** Beidhändig, universell und **Einheitsgröße**
- 2** **Nur 3 Lagerreferenzen**, um ein vollständiges Sortiment an Handgelenkorthesen zu erhalten
- 3** **Einfache** Handhabung beim Anlegen und Anpassen



Wann sollten Sie diese Orthesen anwenden?

UniCarpo 19 und UniCarpo 21 werden empfohlen, wenn das **Handgelenk stabilisiert** und **seine Bewegungen eingeschränkt** werden müssen, um Schmerzen zu lindern und die funktionelle Genesung zu fördern. Die Orthese ist besonders hilfreich bei **Traumata** und **Distorsionen** des Handgelenks, **entzündlichen Erkrankungen** wie Tendinitis und Tenosinovitis sowie bei **Überlastungssyndromen**, einschließlich des Karpaltunnelsyndroms.

Die Kombination mit dem **Zubehör zur Daumenruhigstellung** UniCarpo 23 ermöglicht eine umfassendere Kontrolle bei spezifischen Versorgungsgegebenheiten.

unicarpo 19_21_23

Maximal anpassbar,
sicher stabilisiert

UNICARPO 19 KURZ

MAXIMALE ANPASSBARKEIT

eine einzige Ausführung
für alle Größen

22 CM

SANFT AUF DER HAUT:

Die Struktur aus MTP
ist zweifach kaschiert
mit Gewebe aus
weichem **Velours**

GARANTIERTE STABILITÄT

durch die
Handgelenkschiene und
die formbaren dorsalen
Verstärkungsstreben



**UNICARPO 21
LANG**



**HANDRÜCKEN
VOLLSTÄNDIG
ÖFFNENBAR**



28 CM

Wirksames
Immobilisieren und
Tragekomfort für
jeden Tag

UniCarpo 23: für eine noch gezieltere funktionelle Kontrolle



ZUBEHÖR ZUR DAUMENRUHIGSTELLUNG

mit Klettband
für die Schienen UniCarpo19
und UniCarpo21



unicarpo 19_21_23

REF. 26219

Kurze Orthese zum Immobilisieren des Handgelenks, offenbar mit formstabilen, modellierbaren Schienen

REF. 26221

Lange Orthese zum Immobilisieren des Handgelenks, offenbar mit formstabilen, modellierbaren Schienen

REF. 26223

Zubehör zur Daumenruhigstellung für die universalen Handgelenkorthesen

Artikelnummer	REF. 26219 • REF. 26221 • REF. 26223
Größen	Universell
Länge cm (UniCarpo 19)	22
Länge cm (UniCarpo 21)	28
Farbe	Dunkelgrau mit Hexagondesign

Beidseitig

Indikationen

UniCarpo19

- Verstauchung des Handgelenks
- Mehrfacher Bruch von Speiche und Elle im Unterarm
- Tendinitis des Handgelenks
- Arthrotische und arthritische Erkrankung
- Nachbehandlung eines Handgelenkbruchs

UniCarpo21

- Behandlung von Mischbrüchen der distalen Epiphysis des Radius und der Elle, die der Orthopäde als stabil beurteilt
- Postoperative Behandlung von instabilem, distalem Radius- und Ellenbruch
- Verstauchung des Handgelenks oder Sehnenentzündung
- Karpalgelenkbruch (ausgenommen das Kahnbein), sowohl nach chirurgischem Eingriff als auch bei konservativer Behandlung
- Karpalgelenkarthrose

UniCarpo23 kombiniert mit UniCarpo19

- Verstauchung des Handgelenks
- Tendinitis des Handgelenks
- Arthrotische und arthritische Erkrankung
- Zur Nachbehandlung eines Bruchs
- Arthrose des Daumensattelgelenks und des Daumenglieds
- Verletzung im Ellenbereich des Metakarpal-Phalanx-Gelenks des Daumens

UniCarpo23 kombiniert mit UniCarpo21

- Schrägfraktur des ersten Mittelhandknochens
- Distorsion des ulnaren Kollateralbandes der Mittelhand- und Fingerknochen des Daumens
- Verdacht auf Kahnbeinfraktur



UniCarpo19

UniCarpo21

UniCarpo23
kombiniert mit
UniCarpo19UniCarpo23
kombiniert mit
UniCarpo21CUSTOMIZABLE
FITRADIO
LUCENTSINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better