

unicarpo 19_21_23

**Il polso protetto,
ogni giorno**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Perché scegliere la linea UniCarpo

- 1 Ambidestro, universale e in **taglia unica**
- 2 **Solo 3 referenze** a magazzino per ottenere una gamma completa di tutori
- 3 **Semplice** da indossare e regolare



Quando usare questi tutori

UniCarpo 19 e UniCarpo 21 sono indicati quando è necessario **stabilizzare il polso** e **limitarne i movimenti** per ridurre il dolore e favorire il recupero funzionale. Sono utili in caso di **traumi** e **distorsioni** del polso, **patologie infiammatorie** come tendiniti e tenosinoviti e nelle **sindromi da sovraccarico**, inclusa la sindrome del tunnel carpale.

L'abbinamento con la **presa pollice** UniCarpo 23 consente un controllo più completo nelle situazioni cliniche specifiche.

unicarpo 19_21_23

Stabilità controllata,
adattabilità totale

UNICARPO 19 CORTO

MASSIMA ADATTABILITÀ:

design universale
in un'unica taglia

22 CM

DELICATO SULLA PELLE:

struttura in MTP
bi-accoppiato con
morbido vellutino

STABILITÀ GARANTITA

dalla **stecca palmare**
e dalle **stecche
di rinforzo dorsali**
modellabili



UNICARPO 21 LUNGO



COMPLETA
APERTURA
DORSALE



28 CM

Immobilizzazione
efficace, comfort
quotidiano

UniCarpo 23: per un controllo funzionale specifico



PRESA POLLICE

applicabile a Velcro®
ai tutori UniCarpo19
e UniCarpo21



unicarpo 19_21_23

REF. 26219

**Immobilizzatore corto per polso, apribile;
con stecche rigide modellabili**

REF. 26221

**Immobilizzatore lungo per polso, apribile;
con stecche rigide modellabili**

REF. 26223

Preso pollice per tutori UniCarpo

Codice	REF. 26219 • REF. 26221 • REF. 26223
Taglia	Universale
Lunghezza cm (UniCarpo 19)	22
Lunghezza cm (UniCarpo 21)	28
Colore	grigio scuro

Ambidestro

Indicazioni

UniCarpo19

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso

UniCarpo21

- Trattamento delle fratture composte della metaepifisi distale di radio ed ulna che l'ortopedico giudichi stabili
- Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di radio ed ulna
- Distorsioni di polso
- Tendiniti
- Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo
- Complicanze dell'artrite reumatoide
- Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali
- Artrosi radio-carpica

UniCarpo19 + UniCarpo23

- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

UniCarpo21 + UniCarpo23

- Frattura composta primo metacarpo
- Distorsione legamento collaterale ulnare metacarpo falangea radiale
- Sospetta frattura scafoide

CUSTOMIZABLE
FITRADIO
LUCENTSINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

UniCarpo19

UniCarpo21

UniCarpo19
+ UniCarpo23UniCarpo21
+ UniCarpo23

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better