

**unicarpo 19\_21\_23**

**Poignet protégé,  
chaque jour**



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# Pourquoi choisir ligne UniCarpo?

- 1 Ambidextre, universel et **taille unique**
- 2 **Seulement 3 références** en stock pour obtenir une gamme complète d'orthèses
- 3 **Simple** à enfiler et à régler



## Quand utiliser ces attelles

UniCarpo 19 et UniCarpo 21 sont recommandés quand il est **nécessaire de stabiliser le poignet et de limiter ses mouvements** afin d'atténuer la douleur et de favoriser la réadaptation fonctionnelle. Elle est particulièrement utile en cas de **traumatismes** et d'**entorses** du poignet, de **pathologies inflammatoires**, telles que les tendinites et ténosynovites, et de **syndromes de surcharge**, y compris le syndrome du canal carpien.

Dotée du **soutien pour le pouce** UniCarpo 23 assure un contrôle plus complet dans les situations cliniques spécifiques.

unicarpo 19\_21\_23

Stabilité contrôlée,  
adaptabilité totale

## UNICARPO 19 COURTE

### ADAPTABILITÉ MAXIMALE:

design universelle et une  
taille unique pour toutes  
les mesures

22 CM

### DÉLICAT SUR LA PEAU:

structure en MTP  
avec velours doux

### STABILITÉ GARANTIE:

grâce aux la baleine  
palmaire et les  
baleines de renfort  
dorsales modelable



## UNICARPO 21 LONGUE



**OUVERTURE  
DORSALE  
COMPLÈTE**



Immobilisation  
efficace, confort  
quotidien

# UniCarpo 23: pour un contrôle fonctionnel encore plus ciblé



## SOUTIEN POUR LE POUCE

applicable par Velcro®  
aux attelles UniCarpo 19 et  
UniCarpo 21



# unicarpo 19\_21\_23

REF. 26219

**Attelle d'immobilisation courte pour poignet, ouvrable, à baleines rigides modelables**

REF. 26221

**Attelle d'immobilisation longue pour poignet, ouvrable, à baleines rigides modelables**

REF. 26223

**Soutien pour le pouce pour attelles UniCarpo**

<b>Code</b>	REF. 26219 • REF. 26221 • REF. 26223
<b>Mesure</b>	Universale
<b>Longueur cm (UniCarpo 19)</b>	22
<b>Longueur cm (UniCarpo 21)</b>	28
<b>Couleur</b>	gris foncé

Ambidextre

## Indications

### UniCarpo19

- Entorse du poignet
- Fractures compliquées de l'extrémité du radius et de l'ulna
- Tendinites du poignet
- Conditions arthrosiques et arthritiques
- Séquelles des fractures du poignet ou après enlèvement précoce du plâtre

### UniCarpo21

- Traitement des Fractures composées de la méta épiphyse distale du radius et de l'ulna jugées stables par le médecin orthopédiste
- Traitement post-chirurgical des fractures distales et instables du radius et de l'ulna
- Entorse du poignet
- Tendinites
- Fractures des os du carpe (sauf le scaphoïde) traités et chirurgicalement et de façon conservatoire
- Complications de l'arthrite rhumatoïde
- Traitement post-chirurgical des fractures métacarpiennes
- Arthrose radio-carpienne

### UniCarpo19 + UniCarpo23

- Entorse du poignet
- Tendinite du poignet
- Conditions arthrosiques et arthritiques
- Séquelles des fractures du poignet ou après enlèvement précoce du plâtre
- Arthrose de l'articulation trapézométacarpienne et métacarpophalangienne du pouce
- Lésion de la bande ulnaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce

### UniCarpo21 + UniCarpo23

- Fracture ouverte du premier métacarpien
- Entorse du ligament collatéral ulnaire de l'articulation métacarpophalangienne radiale
- Suspicion de fracture du scaphoïde



UniCarpo19

UniCarpo21

UniCarpo19  
+ UniCarpo23UniCarpo21  
+ UniCarpo23CUSTOMIZABLE  
FITRADIO  
LUCENTSINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better