

unicarpo 19_21_23

**Twój nadgarstek
chroniony każdego dnia**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Materiał przeznaczony tylko dla profesjonalistów

Dlaczego warto wybrać linię UniCarpo:

- 1 Uniwersalny - obustronny i **jeden rozmiar**
- 2 **Tylko 3 produkty** zapewniają pełną gamę ortez nadgarstka
- 3 **Łatwy** w zakładaniu i regulacji



Kiedy stosować te ortozy:

Ortezy UniCarpo 19 i UniCarpo 21 są wskazane w przypadku **konieczności stabilizacji nadgarstka** oraz **ograniczenia jego ruchów** w celu zmniejszenia bólu i przyspieszenia powrotu do pełnej sprawności funkcjonalnej. Są szczególnie przydatne w przypadku **urazów** i **skręceń** nadgarstka, **stanów zapalnych**, takich jak zapalenie ścięgien i zapalenie pochewek ścięgniastych oraz **zespołów przeciążeniowych**, w tym zespołu cieśni nadgarstka.

Połączenie z modułem **stabilizującym kciuk** UniCarpo 23 pozwala na pełniejszą kontrolę w konkretnych sytuacjach klinicznych.

unicarpo 19_21_23

Stabilność pod kontrolą, całkowita adaptacja

UNICARPO 19 KRÓTKI

MAKSYMALNE DOPASOWANIE:

uniwersalny model
w jednym rozmiarze

22 CM

DELIKATNA DLA SKÓRY:

dwuwarstwowa konstrukcja
z materiału MTP z **miękkim
welurowym wyściełaniem**

GWARANTOWANA STABILNOŚĆ

dzięki szynie dłoniowej
i formowalnym szynom
wzmacniającym
grzbietowym



UNICARPO 21 DŁUGI



PEŁNE
OTWARCIE
GRZBIETOWE



28 CM

Skuteczne
unieruchomienie,
codzienny komfort

UniCarpo 23: dla precyzyjnej kontroli funkcjonalnej

MODUŁ STABILIZUJĄCY KCIUK

mocowany za pomocą
rzepu Velcro® do ortozy
UniCarpo 19 i UniCarpo 21



unicarpo 19_21_23

REF. 26219

Otwarty, krótki stabilizator nadgarstka ze sztywnymi, formowalnymi szynami

REF. 26221

Otwarty, długi stabilizator nadgarstka ze sztywnymi, formowalnymi szynami

REF. 26223

Moduł stabilizujący kciuk do ortez UniCarpo

Kod	REF. 26219 • REF. 26221 • REF. 26223
Rozmiar	Uniwersalny
Długość ortozy cm (UniCarpo 19)	22
Długość ortozy cm (UniCarpo 21)	28
Kolor	ciemnoszary

Obustronny

Wskazania i przeciwwskazania

UniCarpo19

- Dystorsje nadgarstka
- Stany zapalne i zespoły przeciążeniowe nadgarstka
- Złamania stabilne dalszego końca kości promieniowej i łokciowej
- Zapalenia ścięgien obszaru nadgarstka
- Zapalenie stawów i artroza
- Następstwa złamań w obrębie stawu nadgarstkowego lub po wcześniejszym usunięciu opatrunku gipsowego

UniCarpo21

- Leczenie nieprzemieszczonych złamań przynasad dalszych kości promieniowej i kości łokciowej, które ortopeda uzna za stabilne
- Leczenie pooperacyjne niestabilnego dystalnego złamania kości promieniowej i łokciowej
- Dystorsje nadgarstka
- Zapalenia ścięgien obszaru nadgarstka
- Złamania kości nadgarstka (z wyjątkiem kości łódeczkowatej), leczone chirurgicznie lub zachowawczo
- Powikłania reumatoidalnego zapalenia stawów
- Pooperacyjne leczenie złamań śródreżca
- Artroza promieniowo-nadgarstkowa

UniCarpo19 + UniCarpo23

- Dystorsje nadgarstka
- Zapalenie ścięgien nadgarstka
- Zapalenie stawów i artroza
- Powikłania po złamaniu lub po wcześniejszym usunięciu opatrunku gipsowego
- Artroza stawu czworoboczno-śródręcznego oraz śródręczno-paliczkowego kciuka
- Uszkodzenie odcinka łokciowego kości śródreżca

UniCarpo21 + UniCarpo23

- Stabilne złamania w obrębie śródreżca
- Skręcenie z uszkodzeniem więzadeł w obrębie stawu śródręczno-paliczkowego
- Złamania kości łódeczkowatej



UniCarpo19

UniCarpo21

UniCarpo19
+ UniCarpo23UniCarpo21
+ UniCarpo23CUSTOMIZABLE
FITRADIO
LUCENTSINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better