

Quando proporre la linea Stepper

Le ortesi Stepper sono state progettate per accogliere un **piede gonfio e dolente dopo l'operazione**. Danno **supporto** dove serve ma nello stesso tempo anche **comfort e rassicurazione**. Proteggono le strutture lese dagli urti accidentali, le alleggeriscono dal peso e infondono un **piacevole senso di sicurezza** per la tenuta su strada



90COP002011TA02.0226

stepper

REF.23001 • Stepper SURG Ortesi post operatoria per piede

Codice	REF.23001					
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Numero scarpa	34/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

fornita singolarmente – ambidestra

Indicazioni

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)

REF.23002 • Stepper DIGIT Ortesi post operatoria di scarico avampiede

Codice	REF.23002					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Numero scarpa	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fornita singolarmente – ambidestra

Indicazioni

- Ortesi post operatoria per scarico avampiede

REF.23003 • Stepper CAL Ortesi post operatoria di scarico retro piede

Codice	REF.23003					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Numero scarpa	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fornita singolarmente – ambidestra

Indicazioni

- Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli che ossei del tallone
- Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
- Risanamento da ulcerazioni del retro piede

REF.23004 • Copertura dita per Stepper SURG e Stepper DIGIT

Codice	REF.23004					
Taglia	XS	S	M	L	XL	

fornita singolarmente – ambidestra



www.orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL



Stepper toe cap



RADIO
LUCIENT



RIGID
SOLES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



UNISEX



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

stepper

Ortesi post-operatorie per piede



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Perché scegliere queste Ortesi post operatorie

- 1 Massima funzionalità** grazie alla suola ultra-rigida
- 2 Massima protezione** grazie alla forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- 3 Massimo comfort** grazie alla tomaia leggera e traspirante e alla ampia apertura per la calzata
- 4 Unisex**, e il magazzino ringrazia



UNISEX



stepper SURG

- Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale, a basso profilo
- Riduzione della pressione su tallone e avampiede grazie alla suola rigida
- Profilo a Barchetta che facilita la rullata del piede

stepper toe cap

- Copertura dita per Stepper SURG e Stepper DIGIT



stepper DIGIT

- Cuneo a 15° per lo scarico della pressione dell'avampiede



stepper CAL

- Scarico selettivo della pressione del tallone



SOLETTA IN EVA

COMPLETA APERTURA

TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

SUOLA RIGIDA

- Suola antiscivolo rigida con barra di rinforzo
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

Design
esclusivo
Orthoservice Ro+Ten