

# stepper

**Ortesi  
post-operatorie  
per piede**



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



## Quando proporre la linea Stepper

Le ortesi Stepper sono state progettate per accogliere un **piede gonfio e dolente dopo l'operazione**. Danno **supporto** dove serve ma nello stesso tempo anche **comfort** e **rassicurazione**. Proteggono le strutture lese dagli urti accidentali, le alleggeriscono dal peso e infondono un **piacevole senso di sicurezza** per la tenuta su strada



# Perché scegliere queste Ortesi post operatorie

- 1 **Massima funzionalità** grazie alla suola ultra-rigida
- 2 **Massima protezione** grazie alla forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- 3 **Massimo comfort** grazie alla tomaia leggera e traspirante e alla ampia apertura per la calzata
- 4 **Unisex**, e il magazzino ringrazia



UNISEX



SOLETTA IN EVA

COMPLETA  
APERTURA



## stepper SURG

- Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale, a basso profilo
- Riduzione della pressione su tallone e avampiede grazie alla suola rigida
- Profilo a Barchetta che facilita la rullata del piede

## stepper DIGIT

- Cuneo a 15° per lo scarico della pressione dell'avampiede



### TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

### SUOLA RIGIDA

- Suola antiscivolo rigida con barra di rinforzo
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

Design  
esclusivo  
Orthoservice Ro+Ten

## stepper toe cap

- Copertura dita per Stepper



## stepper CAL

- Scarico selettivo della pressione del tallone



# stepper

## REF.23001 • Stepper SURG Ortesi post operatoria per piede

<b>Codice</b>	REF.23001					
<b>Taglia</b>	<b>XXS</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Numero scarpa</b>	34/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

fornita singolarmente – ambidestra

### Indicazioni

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)

## REF.23002 • Stepper DIGIT Ortesi post operatoria di scarico avampiede

<b>Codice</b>	REF.23002				
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Numero scarpa</b>	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47

fornita singolarmente – ambidestra

### Indicazioni

- Ortesi post operatoria per scarico avampiede

## REF.23003 • Stepper CAL Ortesi post operatoria di scarico retropiede

<b>Codice</b>	REF.23003				
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Numero scarpa</b>	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47

fornita singolarmente – ambidestra

### Indicazioni

- Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli che ossei del tallone
- Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
- Risanamento da ulcerazioni del retropiede

## REF.23004 • Copertura dita per Stepper

<b>Codice</b>	REF.23004				
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>

fornita singolarmente – ambidestra



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL



Stepper toe cap



www.orthoservice.com



RADIO  
LUCENT



RIGID  
SOLES



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



UNISEX

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better