

Kiedy zaproponować linię Stepper

Buty pooperacyjne Stepper zostały stworzone z myślą o osobach z opuchniętymi i obolałymi stopami po zabiegach operacyjnych. Zapewniają wsparcie dokładnie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, oferując jednocześnie komfort i poczucie bezpieczeństwa. Chronią wrażliwe miejsca przed przypadkowymi urazami, odciążają je oraz zapewniają wygodę i ulgę podczas chodzenia.



stepper

M23001 • Stepper SURG But pooperacyjny

Kod	REF.23001						
Rozmiar	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
Numer buta	25/32	33/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

Dostarczana pojedynczo - obustronna

Wskazówki

- Pooperacyjnie w celu stabilizacji i odciążenia stopy (np. osteotomia stopy, paluch koślawy, ...)

M23002 • Stepper DIGIT But odciążający przodostopie

Kod	M23002					
Rozmiar	XS	S	M	L	XL	
Numer buta	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

Dostarczana pojedynczo - obustronna

Wskazówki

- Pooperacyjne odciążenie przodostopia

M23003 • Stepper CAL But odciążający tyłostopie

Kod	M23003					
Rozmiar	XS	S	M	L	XL	
Numer buta	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

Dostarczana pojedynczo - obustronna

Wskazówki

- Po operacjach tkanek miękkich i kostnych pięty
- Selektywne zmniejszenie nacisku po złamaniach
- Leczenie owrzodzeń tylnej części stopy

M23004 • Nakładka na palce dla Stepper SURG i Stepper DIGIT

Kod	M23004				
Rozmiar	XS	S	M	L	XL

Dostarczana pojedynczo - obustronna



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL



Stepper toe cap



RADIO
LUCENT



RIGID
SOLES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



UNISEX



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

stepper

Buty pooperacyjne

To jest wyrób medyczny. używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Podmiot prowadzący reklamę:
Orthoservice Polska sp. z o.o.



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Dlaczego warto wybrać właśnie te buty pooperacyjne?

- 1** Maksymalna funkcjonalność dzięki ultrasztywnej podeszwie zewnętrznej
- 2** Maksymalna ochrona dzięki kwadratowemu kształtowi przodu chroniącemu palce
- 3** Maksymalny komfort dzięki lekkiej, oddychającej cholewce i szerokiemu otworowi do zakładania.

4 Unisex



UNISEX



PODESZWA Z
PIANKI EVA

PEŁNE
OTWARCIE



stepper SURG

- Niski profil eliminuje konieczność kompensacji wysokości po stronie przeciwnej
- Zmniejszony nacisk na piętę i przodostopie dzięki sztywnej podeszwie
- Profil Barchetta ułatwia przetaczanie stopy

CHOLEWKA

- Lekka i przewiewna
- Tylne podparcie dla lepszej stabilizacji tylnej części stopy
- W pełni otwierany dla łatwego zakładania
- Pasek Velcro® z pętelką na podbiciu, wyposażony w ochronną wyściółkę
- Symetryczne zapięcie w przedniej części stopy bez sprzączek

stepper toe cap

- Nakładka na palce dla Stepper SURG i Stepper DIGIT



stepper DIGIT

- Klin 15° odciążający przodostopie



stepper CAL

- Selektywna redukcja nacisku na piętę



Wyjątkowy
design
Orthoservice Ro+Ten