

2-FIX

Blocca il trauma,
libera il recupero!



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Stabilità mirata per una o due dita

**DESIGN
FUNZIONALE**

**DUPLICE
UTILIZZO:**
uno o due dita
a seconda
della patologia



**STRUTTURA MODELLABILE
SU MISURA:**

la stecca in lega di alluminio
si adatta facilmente alla
conformazione corporea

Quando utilizzare 2-FIX?

L'immobilizzazione corretta è un passaggio fondamentale nel **trattamento dei traumi delle dita**. **2-FIX** aiuta a mantenere la giusta posizione, **limitando i movimenti** indesiderati e **favorendo** le condizioni ottimali per il **recupero**.



APPLICAZIONE PALMARE O DORSALE
per un'estrema versatilità

REGOLAZIONE SEMPLICE, VELOCE ED EFFICACE

con il sistema di chiusura con cinturini a Velcro® e anelli di rimando

COMFORT E MORBIDEZZA

anche durante l'uso prolungato

Sostegno
preciso, comfort
quotidiano

2-FIX

Immobilizzatore per due dita
con stecca rigida modellabile

Codice	REF.25002		
Taglia	1	2	3
Distanza polso-terza falange cm	13-15	15-19	19-23
Colore	grigio scuro		

Ambidestro

Indicazioni

- Distorsioni, lussazioni, fratture o altri traumi che richiedano l'immobilizzazione di 1 o 2 dita
- Pre-operatorio, post-operatorio o post-traumatico

Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RADIO
LUCENT



LOW
PROFILE



CUSTOMIZABLE
FIT



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHO SERVICE
RO+TEN

Take care feel better