


2-FIX

Stop traumie,
przyspiesz proces
zdrowienia!



Materiał przeznaczony tylko dla profesjonalistów



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Precyzyjne unieruchomienie jednego lub dwóch palców

**FUNKCJONALNA
KONSTRUKCJA**

**PODWÓJNE
ZASTOSOWANIE:**

zaopatrzenie **jednego
lub dwóch palców**
w zależności od
wskazań



**KONSTRUKCJA FORMOWALNA
INDYWIDUALNIE:**

szyna ze stopu aluminium
łatwo dopasowuje się do
kształtu ciała

Kiedy stosować 2-FIX?

Prawidłowe unieruchomienie jest kluczowym krokiem w leczeniu urazów palców.

2-FIX pomaga utrzymać prawidłową pozycję, ograniczając niepożądane ruchy i zapewniając optymalne warunki do rekonwalescencji.

APLIKACJA DŁONIOWA LUB GRZBIETOWA

pełna wszechstronność
zastosowania



PROSTY, SZYBKI I SKUTECZNY SYSTEM REGULACJI

z paskami Velcro®
i klamrami powrotnymi

MIĘKKI I KOMFORTOWY

nawet podczas
długotrwałego
użytkowania

Precyzyjne
wsparcie, codzienny
komfort

2-FIX

Orteza unieruchamiająca dwa palce ze sztywną, formowalną szyną

Kod	REF.25002		
Rozmiar	1	2	3
Odległość w cm: nadgarstek do końca trzeciego paliczka	13-15	15-19	19-23
Kolor	ciemnoszary		

Obustronny

Wskazania

- Skręcenia, zwichnięcia, złamania lub inne urazy wymagające unieruchomienia jednego lub dwóch palców
- Zaopatrzenie przedoperacyjne, pooperacyjne lub pourazowe

Przeciwwskazania

- Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RADIO
LUCENT



LOW
PROFILE



CUSTOMIZABLE
FIT



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better